

AMPLIRUN®

CONTROLES DE AMPLIFICACIÓN ADN/ARN





TOME EL CONTROL, CONTROL MOLECULAR

Controles Moleculares Independientes para
pruebas de enfermedades infecciosas



CARACTERÍSTICAS DE AMPLIRUN®

- Control independiente de tercera opinión, apto para cualquier plataforma de amplificación de ácidos nucleicos.
- Ácido nucleico purificado, genoma microbiano completo.
- Permite la amplificación de cualquier diana.
- Cuantificación precisa en copias/μl verificada mediante qPCR.
- Material no infeccioso con certificado de inactivación.
- Presentación liofilizada para asegurar la estabilidad y reducir costes de transporte.
- Cepas y secuencias de NCBI disponibles en www.vircell.com.



USO PREVISTO

- Control de calidad de las pruebas de amplificación.
- Límite de detección y especificidad de ensayo.
- Controlar variabilidad entre lotes.
- Desarrollo, optimización y validación de ensayos.
- Formación del personal de laboratorio.
- Acreditación y cumplimiento de requisitos normativos.



SOLUCIONES PERSONALIZADAS

El equipo de Investigación y Desarrollo de Vircell cuenta con la experiencia y la capacidad para diseñar y desarrollar controles biológicos personalizados para todo tipo de instrumentos y ensayos. Podemos fabricar variaciones de los productos existentes en términos de concentración o requisitos de purificación, o desarrollar nuevos paneles para ajustarnos a sus necesidades.



CONTROLES DE AMPLIFICACIÓN AMPLIRUN® ADN/ARN

Description		Cat. No.	Copies/μl
AMPLIRUN® ACANTHAMOEBA CASTELLANII DNA CONTROL	RUO	MBC054-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ADENOVIRUS 41 DNA CONTROL	RUO	MBC114-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ADENOVIRUS DNA CONTROL	CE	MBC001	10.000-20.000
AMPLIRUN® ASPERGILLUS FUMIGATUS DNA CONTROL	RUO	MBC002-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ASTROVIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC147-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® BACILLUS CEREUS DNA CONTROL	RUO	MBC004-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BARTONELLA HENSELAE DNA CONTROL	RUO	MBC005-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BARTONELLA QUINTANA DNA CONTROL	RUO	MBC006-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BK VIRUS DNA CONTROL	RUO	MBC051-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BORDETELLA HOLMESII DNA CONTROL	RUO	MBC092-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BORDETELLA PARAPERTUSSIS DNA CONTROL	RUO	MBC007-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BORDETELLA PERTUSSIS DNA CONTROL	RUO	MBC008-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BORRELIA AFZELII DNA CONTROL	RUO	MBC078-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BORRELIA BURGENDORFERI DNA CONTROL	RUO	MBC076-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BORRELIA GARINII DNA CONTROL	RUO	MBC077-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® BRUCELLA ABORTUS DNA CONTROL	RUO	MBC009-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® CAMPYLOBACTER JEJUNI DNA CONTROL	RUO	MBC088-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® CANDIDA ALBICANS DNA CONTROL	RUO	MBC010-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® CANDIDA AURIS DNA CONTROL	RUO	MBC127-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® CHIKUNGUNYA VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC099-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA CONTROL	CE ₀₃₁₈	MBC012	10.000-20.000
AMPLIRUN® CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE DNA CONTROL	CE ₀₃₁₈	MBC011	10.000-20.000
AMPLIRUN® CHLAMYDOPHILA PSITTACI DNA CONTROL	RUO	MBC013-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® CLOSTRIDIUM DIFFICILE DNA CONTROL	RUO	MBC043-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® COCCIDIOIDES IMMITIS DNA CONTROL	RUO	MBC014-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC090-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS NL63 RNA CONTROL	RUO	MBC142-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS OC43 RNA CONTROL	RUO	MBC135-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS SARS (2003) RNA CONTROL	RUO	MBC136-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® COXIELLA BURNETII DNA CONTROL	RUO	MBC018-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® COXSACKIE A6 RNA CONTROL	RUO	MBC063-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® COXSACKIE B1 RNA CONTROL	RUO	MBC061-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® COXSACKIE B5 RNA CONTROL	RUO	MBC062-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS DNA CONTROL	RUO	MBC015-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® CRYPTOSPORIDIUM PARVUM DNA CONTROL	RUO	MBC126-R	700-2.000
AMPLIRUN® CYTOMEGALOVIRUS DNA CONTROL	CE ₀₃₁₈	MBC016	10.000-20.000
AMPLIRUN® DENGUE 1 VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC055-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® DENGUE 2 VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC056-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® DENGUE 3 VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC057-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® DENGUE 4 VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC058-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL	RUO	MBC097-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® ECHOVIRUS 5 RNA CONTROL	RUO	MBC064-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® ENTEROCOCCUS FAECALIS (vanB) DNA CONTROL	RUO	MBC115-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ENTEROCOCCUS FAECIUM (vanA) DNA CONTROL	RUO	MBC116-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ENTEROVIRUS 68 RNA CONTROL	CE	MBC125	12.500-20.000
AMPLIRUN® ENTEROVIRUS 71 RNA CONTROL	CE	MBC019	12.500-20.000

Description		Cat. No.	Copies/µl
AMPLIRUN® EPSTEIN-BARR VIRUS DNA CONTROL	CE	MBC065	10.000-20.000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EAEC) DNA CONTROL	RUO	MBC121-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EIEC) DNA CONTROL	RUO	MBC122-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EPEC) DNA CONTROL	RUO	MBC123-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (ETEC) DNA CONTROL	RUO	MBC124-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (VTEC) DNA CONTROL	RUO	MBC022-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® FRANCISELLA TULARENSIS DNA CONTROL	RUO	MBC110-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® GARDNERELLA VAGINALIS DNA CONTROL	RUO	MBC108-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® GIARDIA INTESTINALIS DNA CONTROL	RUO	MBC119-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® HAEMOPHILUS DUCREYI DNA CONTROL	RUO	MBC021-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® HAEMOPHILUS INFLUENZAE DNA CONTROL	RUO	MBC020-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® HELICOBACTER PYLORI DNA CONTROL	RUO	MBC049-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® HERPES SIMPLEX 1 DNA CONTROL	CE	MBC023	10.000-20.000
AMPLIRUN® HERPES SIMPLEX 2 DNA CONTROL	CE	MBC024	10.000-20.000
AMPLIRUN® HHV-6 DNA CONTROL	RUO	MBC025-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® HHV-8 DNA CONTROL	RUO	MBC128-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® HUMAN PARAINFLUENZA 1 RNA CONTROL	RUO	MBC105-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® INFLUENZA A H1 RNA CONTROL	CE	MBC028	12.500-20.000
AMPLIRUN® INFLUENZA A H3 RNA CONTROL	CE	MBC029	12.500-20.000
AMPLIRUN® INFLUENZA A H5 RNA CONTROL	CE	MBC052	12.500-20.000
AMPLIRUN® INFLUENZA B RNA CONTROL	CE	MBC030	12.500-20.000
AMPLIRUN® JAPANESE ENCEPHALITIS RNA CONTROL	RUO	MBC134-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® KLEBSIELLA PNEUMONIAE (NDM-1) DNA CONTROL	RUO	MBC107-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA CONTROL	RUO	MBC031-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® LEISHMANIA CHAGASI DNA CONTROL	RUO	MBC060-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® LEISHMANIA INFANTUM DNA CONTROL	RUO	MBC032-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® LISTERIA MONOCYTOGENES DNA CONTROL	RUO	MBC033-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® MEASLES RNA CONTROL	RUO	MBC046-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® MERS CORONAVIRUS RNA CONTROL	CE	MBC132	12.500-20.000
AMPLIRUN® METAPNEUMOVIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC144-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® MONKEYPOX VIRUS DNA CONTROL	RUO	MBC146-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® MORAXELLA CATARRHALIS DNA CONTROL	RUO	MBC117-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® MUMPS RNA CONTROL	RUO	MBC040-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM AVIUM DNA CONTROL	RUO	MBC086-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE DNA CONTROL	RUO	MBC087-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM KANSASII DNA CONTROL	RUO	MBC095-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA CONTROL	CE	MBC034	10.000-20.000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM ULCERANS DNA CONTROL	RUO	MBC094-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® MYCOPLASMA GENITALIUM DNA CONTROL	CE	MBC085	10.000-20.000
AMPLIRUN® MYCOPLASMA HOMINIS DNA CONTROL	CE	MBC084	10.000-20.000
AMPLIRUN® MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA CONTROL	CE	MBC035	10.000-20.000
AMPLIRUN® NEISSERIA GONORRHOEAE DNA CONTROL	CE	MBC075	10.000-20.000
AMPLIRUN® NEISSERIA MENINGITIDIS SG A DNA CONTROL	RUO	MBC036-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® NEISSERIA MENINGITIDIS SG B DNA CONTROL	RUO	MBC066-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® NEISSERIA MENINGITIDIS SG C DNA CONTROL	RUO	MBC053-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® NOROVIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC111-R	700-2.000
AMPLIRUN® NOVEL INFLUENZA A H1N1 RNA CONTROL	CE	MBC082	12.500-20.000
AMPLIRUN® ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI DNA CONTROL	RUO	MBC106-R	10.000-20.000

Description		Cat. No.	Copies/µl
AMPLIRUN® PAPILOMAVIRUS TYPE 16 DNA CONTROL	RUO	MBC067-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® PAPILOMAVIRUS TYPE 18 DNA CONTROL	RUO	MBC068-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 1 RNA CONTROL	CE	MBC037	12.500-20.000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 2 RNA CONTROL	CE	MBC038	12.500-20.000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 3 RNA CONTROL	CE	MBC039	12.500-20.000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 4 A RNA CONTROL	CE	MBC050	12.500-20.000
AMPLIRUN® PARECHOVIRUS 1 RNA CONTROL	RUO	MBC102-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® PARVOVIRUS B19 (plasmid) DNA CONTROL	RUO	MBC080-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® PLASMODIUM FALCIPARUM DNA CONTROL	RUO	MBC148-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype A) RNA CONTROL	CE	MBC041	12.500-20.000
AMPLIRUN® RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype B) RNA CONTROL	CE	MBC083	12.500-20.000
AMPLIRUN® RHINOVIRUS RNA CONTROL	CE	MBC091	12.500-20.000
AMPLIRUN® RICKETTSIA CONORII DNA CONTROL	RUO	MBC042-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ROSS RIVER VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC130-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® ROTAVIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC026-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® RUBELLA RNA CONTROL	RUO	MBC113-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® SALMONELLA ENTERITIDIS DNA CONTROL	RUO	MBC003-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® SALMONELLA TYPHI DNA CONTROL	RUO	MBC044-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 B.1.1.7 RNA CONTROL	RUO	MBC138-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 B.1.351 RNA CONTROL	RUO	MBC139-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 DELTA (B.1.617.2) RNA CONTROL	RUO	MBC141-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2OMICRON RNA CONTROL	RUO	MBC143-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2OMICRON BA.2 RNA CONTROL	RUO	MBC145-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 P.1 RNA CONTROL	RUO	MBC140-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 RNA CONTROL	CE	MBC137	12.500-20.000
AMPLIRUN® SHIGELLA FLEXNERI DNA CONTROL	RUO	MBC089-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ST LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC101-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA-) DNA CONTROL	RUO	MBC073-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA+) DNA CONTROL	RUO	MBC074-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DNA CONTROL	RUO	MBC071-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DNA CONTROL	RUO	MBC070-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC045-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® TOSCANA VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC129-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® TOXOPLASMA GONDII DNA CONTROL	CE ₀₃₁₈	MBC047	10.000-20.000
AMPLIRUN® TREPONEMA PALLIDUM DNA CONTROL	CE	MBC109	700-2.000
AMPLIRUN® TRICHOMONAS VAGINALIS DNA CONTROL	CE	MBC079	10.000-20.000
AMPLIRUN® TRYPANOSOMA CRUZI DNA CONTROL	RUO	MBC059-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® TRYPANOSOMA RANGELI DNA CONTROL	RUO	MBC093-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® UREAPLASMA PARVUM DNA CONTROL	RUO	MBC133-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® UREAPLASMA UREALYTICUM DNA CONTROL	CE	MBC112	10.000-20.000
AMPLIRUN® VARICELLA-ZOSTER VIRUS DNA CONTROL	CE	MBC048	10.000-20.000
AMPLIRUN® VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL	RUO	MBC096-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® VIBRIO CHOLERAЕ DNA CONTROL	RUO	MBC118-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® WEST NILE VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC069-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL	RUO	MBC098-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® YELLOW FEVER VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC100-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® YERSINIA ENTEROCOLITICA DNA CONTROL	RUO	MBC027-R	10.000-20.000
AMPLIRUN® ZIKA VIRUS (ASIAN LINEAGE) RNA CONTROL	RUO	MBC103-R	12.500-20.000
AMPLIRUN® ZIKA VIRUS RNA CONTROL	RUO	MBC072-R	12.500-20.000

Solo para uso de investigación en los Estados Unidos.

PMS002-11/23



VIRCELL, S.L. Parque Tecnológico de la Salud, Avicena 8. 18016 Granada, España. info@vircell.com - www.vircell.com
VIRCELL SPAIN, S.L.U. Delegación Barcelona: Pallars 99, Oficina 23. Tel: +34 933 099 530 - Delegación Madrid: Capitán Haya 1, Planta 15. Tel: +34 913 457 903