

MEDIO DE TRANSPORTE VIRCELL

Mejore la calidad de sus muestras con un medio más versátil

Medio de Transporte para la colección y preservación de Virus, Chlamydia y Mycoplasma

- Medio versátil, válido para diferentes tipos de muestras, microorganismos y métodos de diagnóstico.
- Utilizado con éxito para ensayos moleculares.
- Evita el secado de la muestra.
- Mejora la viabilidad de microorganismos entre la recolección y las pruebas de laboratorio.
- Disminuye el sobrecrecimiento bacteriano en muestras contaminadas.
- Viabilidad a temperatura ambiente.
- Solución personalizada, disponible con diferentes formatos y dispositivos de toma de muestras.
- Fácil y seguro de usar, reduce el riesgo de contaminación.

Medio de transporte para uso pediátrico

Incluye hisopo estéril flocado con mini punta

Nuevo



Transport Medium Ref. TM018

Medio de transporte para muestras de saliva

Útil en programas de cribado poblacional de COVID-19

Nuevo



Transport Medium-2 Ref. TM015

MEDIO DE TRANSPORTE VIRCELL

Mejore la calidad de sus muestras con un medio más versátil

El éxito del diagnóstico virológico depende en gran medida de la calidad de las muestras y de sus condiciones de transporte y almacenamiento antes de ser procesadas en el laboratorio.

El Medio de Transporte de Vircell está destinado a la recolección y transporte de muestras clínicas que contienen virus, clamidia y micoplasma desde el lugar de recolección hasta el laboratorio.

Solución personalizada

Diferentes dispositivos de toma de muestra

Hisopo flocado con mini punta
Hisopos de dacrón y rayón
Hisopo estéril de microfibra de nylon



Embudo de recolección de saliva

Diferentes volúmenes y tubos

TRANSPORT MEDIUM

Muestras faríngeas y nasofaríngeas, entre otras

- Medio versátil, válido para diferentes tipos de muestras, microorganismos y métodos de diagnóstico.
- Utilizado con éxito para ensayos moleculares.
- Solución personalizada, disponible en diferentes formatos.
- Fácil y seguro de usar, reduce el riesgo de contaminación.
- Composición: Hank's BSS conteniendo HEPES, gelatina, BSA, sacarosa y antibióticos compatibles.

TRANSPORT MEDIUM-2

Nuevo

Muestras de saliva

- Dedicado exclusivamente a ensayos moleculares. Producto validado para muestras de saliva que contienen SARS-CoV-2 e InfA.
- Útil en programas de cribado poblacional de COVID-19. Permite al paciente tomar su propia muestra, aliviando al personal sanitario.
- Código de barras único para la identificación individual del paciente.
- Sensibilidad similar a la toma nasofaríngea en ensayos moleculares.
- Composición: Hank's BSS conteniendo HEPES, gelatina, BSA, sacarosa, antibióticos compatibles y azida sódica como conservante.



TM018



TM003



TM011



TM014



TM016



TM005



TM015

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Descripción	Ref.	Tamaño del tubo	Vol.	Dispositivo de recolección de muestra	Contenido
TRANSPORT MEDIUM	TM018	Tubo 16x100 mm	2 ml	1 hisopo estéril flocado con mini punta	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM014	Tubo 16x100 mm	2 ml	1 hisopo estéril de microfibra de nylon	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM016	Tubo 16x100 mm	3 ml	1 hisopo estéril de microfibra de nylon	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM020	Tubo 16x100 mm	2 ml	2 hisopos estériles (microfibra de nylon y flocado con mini punta)	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM010	Tubo 16x100 mm	2 ml	2 hisopos estériles (microfibra de nylon y rayón)	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM022	Tubo 16x100 mm	3 ml	2 hisopos estériles (microfibra de nylon y rayón)	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM021	Tubo 16x100 mm	3 ml	Hisopo no incluido	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM003	Tubo 16.5x57 mm	2 ml	1 hisopo estéril de dacrón	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM006	Tubo 16.5x57 mm	2 ml	2 hisopos estériles de dacrón	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM012	Tubo 16.5x57 mm	2 ml	1 hisopo estéril de microfibra de nylon	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM008	Tubo 16.5x57 mm	3 ml	1 hisopo estéril de microfibra de nylon	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM011	Tubo 16.5x57 mm	2 ml	1 hisopo estéril de rayón	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM001	Tubo 16.5x57 mm	2 ml	2 hisopos estériles de rayón	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM005	Tubo 16.5x57 mm	2 ml	Hisopo no incluido	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM002	Tubo 16.5x57 mm	3 ml	Hisopo no incluido	50 uds
TRANSPORT MEDIUM	TM004	Botella 53x108 mm	100 ml	Hisopo no incluido	1 ud
TRANSPORT MEDIUM-2	TM015	Tubo 16x100 mm	1 ml	1 embudo de recolección de saliva	50 uds